

décubitus

1

bouée

2

universel

3

cylindrique

4




5

triangle d'abduction



6

triangulaire



7

demi-bouée




8

demi-lune

52

décharge talonnière

9



Coussins de positionnement

Les coussins de positionnement et talonnières permettent de **corriger une posture pour soulager des douleurs musculaires** ou d'assurer une décharge des pressions en termes de prévention des escarres.

Les types de coussins :

Universel (3)

Multi-usages, s'utilise afin de mettre en flexion une articulation (genou, coude ...), de positionner les membres (hanches, bras, tête...) mais également de diminuer les frottements.

Demi-Lune (8)

Pour les personnes alitées ou en fauteuil afin de maintenir le patient dans une position de décubitus dorsal pour réduire les risques de cisaillement des tissus et de chutes.

Cylindrique (4)

Permet de maintenir les membres inférieurs en abduction et un appui exercé sur l'intérieur des genoux (placé entre les jambes) et des chevilles (placé sous les mollets). Assure une décharge talonnière.

Triangle d'abduction (5)

Se positionne à l'entre-jambes du patient pour limiter le risque de luxation des hanches, limite les risques de friction.

Décharge talonnière (9)

Réduit la pression au niveau des talons, pour maintenir la bonne position du pied ou de la jambe. Ergonomique, s'adapte aux différentes morphologies, faible encombrement.

Triangulaire (6)

Soulage la pression au niveau de la zone d'appui. Placé sous les jambes, il assure l'alignement des cuisses, limite le phénomène de glisse vers l'avant et ainsi les risques de friction et de cisaillement des tissus.

Décubitus (1)

Polyvalent, maintien intégral de la tête au pied, facile et rapide à installer, sans effort. Pour prévenir des escarres au niveau des hanches suite à un alitement prolongé sur le côté. Permet d'adopter une position semi-latérale à 30° et d'éviter que le sacrum ne subisse de pression. Evite les frictions et cisaillements.

Bouée (2)

Très stable, léger, confortable, utilisé comme collier de décharge, il soulage des appuis de la zone cervicale. Associé aux coussins universels, triangulaires et cylindriques, il permet de venir en appui de leur correction de positionnement.

Demi-bouée (7)

Associé au coussin cylindrique, il limite les risques de friction à l'entre-jambes, au niveau des genoux ou des cuisses.

Votre technicien vous conseille :

- **On utilisera ces coussins de prévention d'escarres pour :** les personnes **alitées**, les personnes **âgées**, les personnes à **mobilité réduite**.
- **Variez les points de pression**, en changeant régulièrement la position du patient. Nous vous conseillons de modifier la posture de la personne alitée **toutes les 2 à 4 heures**.
- **Déterminez pour chaque patient une série de changements** de position au cours de la journée.



POSITIONNEMENT

Aides techniques au positionnement

1 Coussin de positionnement universel Poz'In'form®

Pharmaouest industries / Préventix

- Disponible en 3 dimensions pour diverses applications.
- Flexion des genoux et abduction des hanches pour la base et calages pour les plots.
- Déhoussable.

A) Plot : 35 x 25 cm.
Réf: PHA22901

B) Plot : 40 x 15 cm.
Réf: PHA22903

41,16 € (l'unité)

C) Base : 55 x 40 cm.
Réf: PHA22902

129,58 €

Pharmaouest
PREVENTIX



2 Coussin de positionnement spécifique Poz'In'Form®

Pharmaouest industries / Préventix

- Utilisé en complément des coussins universels, triangulaires ou cylindriques pour un meilleur positionnement et en collier de décharge permettant de soulager les appuis de la zone cervicale.
- Déhoussable.

A) Coussin bouée. Dim. : L. 135 x l. 20 cm.
Réf: PHA22965

B) Coussin décharge appui de la main.
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm.
Réf: PHA22980

41,16 € (l'unité)

C) Coussin triangulaire.
Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm.
Réf: PHA22910

129,58 €

Pharmaouest
PREVENTIX



54

3 Coussin décharge occipitale Poz'In'Form®

Pharmaouest industries / Préventix

- La décharge centrale du coussin entraîne une diminution des pressions de la zone occipitale.
- Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.
- Déhoussable.

Réf: PHA22990

149,90 €

Pharmaouest
PREVENTIX



4 Coussin de positionnement universel Positioning

Invacare®

- Soutien de la tête. Pour le positionnement selon la sensibilité et le risque d'escarres.
- Recouvert d'une housse DARTEX.
- Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : résistance au feu.
- ISO 1420 : test de la colonne d'eau.
- EN NF 10993-5 : biocompatible.

Mousse viscoélastique.
Dim. : 60 x 50 x 20 cm. 1 300 g.

Réf: INVPC100

Microbilles. Dim. : 60 x 50 x 15 cm. 800 g.

Réf: INVPC100B

129,58 € (l'unité)



5 Coussin de positionnement Demi-lune Positioning

Invacare®

- Stabilisation du positionnement.
- Prévient les risques de chute.

Mousse viscoélastique. Dim. : 200 x 20 x 20 cm. 2 300 g.

Réf: INVPC400

Microbilles. Dim. : 88 x 88 x diam. 20 cm. 1 600 g.

Réf: INVPC400B

173,79 € (l'unité)





1 Coussin de positionnement standard

Winnicare France

- Coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux, pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
- Housse 100 % Promust CIC.
- Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement d'abduction des hanches.

Dim. : L. 35 x l. 28 cm.

Réf: ASKVCP07CIC

B) Cale de positionnement latéral 30°.

Dim. : L. 170 x l. 74 cm.

Réf: ASKVCP11CIC

C) Cale de positionnement latéral 30°.

Dim. : L. 182 x l. 54 cm.

Réf: ASKVCP08CIC

D) Cale de positionnement 1/2 lune.

Dim. : L. 137 x l. 80 cm.

Réf: ASKVCP09CIC

173,79 € (l'unité)

WINNICARE
France



2 Coussin de positionnement modulaire base

Winnicare France

- Base du coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
- Coussin modulaire recommandé pour les personnes dont les déformations orthopédiques sont asymétriques ou symétriques en abduction bilatérale de hanche.
- Housse 100 % Promust CIC.
- Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement Universel 1. Dim. : L. 37 x l. 26 cm.

Réf: ASKVCP02CIC

B) Cale de positionnement Universel 2. Dim. : L. 56 x l. 40 cm.

Réf: ASKVCP03CIC

C) Cale de positionnement base cylindrique. Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.

Réf: ASKVCP04CIC

129,58 € (l'unité)

WINNICARE
France



3 Coussin de positionnement modulaire plot

Winnicare France

- Plot(s) pour coussin de série de positionnement des hanches et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
- Housse 100 % Promust CIC.
- Garantie : 2 ans.

A) Cale hémicirculaire (demie bouée) plot d'abduction des genoux. Dim. : L. 60 x l. 35 cm.

Réf: ASKVCP01CIC

B) Plot de positionnement pied. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.

Réf: ASKVCP05CIC

C) Plot de positionnement main. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.


Réf: ASKVCP06CIC

D) Cale de positionnement modulaire de forme circulaire. Dim. : L. 46 x l. 46 cm.

Réf: ASKVCP12CIC

41,16 € (l'unité)

WINNICARE
France





POSITIONNEMENT

Aides techniques au positionnement

1 Coussin de positionnement

Décubitus Positioning

Invacare®

- Pour la décharge du sacrum en cas d'escarre déclarée.
- Pour le positionnement selon la sensibilité et le risque d'escarres.
- Housse DARTEX.
- Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : résistance au feu.
- ISO 1420 : test de la colonne d'eau.
- EN NF 10993-5 : biocompatible.

A) Mousse viscoélastique. Dim. : 160 x 30 cm. 1,6 kg.

Réf: INVPC300

B) Microbilles. Dim. : 200 x diam. 18 cm. 1,5 kg.

Réf: INVPC300B

173,79 € (l'unité)



56

2 Triangle d'abduction

Pharmaouest industries / Préventix

- Mise en abduction des hanches.
- Evite les frictions entre les cuisses et les genoux.
- Permet de maintenir une stabilisation des jambes en position écartée.
- La mise en place s'effectue dans le lit.
- Mousse viscoélastique, housse Pharmatex.
- Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H. 10 cm.

Réf: PHA2222200

41,16 €

Pharmaouest
PREVENTIX



3 Talonnière

Pharma Form

Pharmaouest industries / Préventix

- Préviend l'apparition des escarres au niveau du talon.
- Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
- Evidée au niveau du talon et des malléoles.
- Housse Pharmatex : résistante aux acariens, imperméable au liquide et perméable à l'air.
- Mousse viscoélastique non feu M4.

Réf: PHA1717050

21,00 €

Pharmaouest
PREVENTIX



4 Décharge talonnière Positioning

Invacare®

- Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
- 2 sangles de maintien.
- Hauteur : 11,5 cm.

Taille small.

Dim. : 51 x 20 cm. 700 g.

Réf: INVMLTS

Taille médium.

Dim. : 61 x 20 cm. 750 g.

Réf: INVMLTM

Taille large.

Dim. : 66 x 20 cm. 800 g.

Réf: INVMLTL

129,58 € (l'unité)



5 Talonnière stabilisatrice

Winnicare France

- Dispositif d'aide technique à la posture.
- Positionnement membre inférieur en position allongée.
- Dispositif de décharge de l'appui du talon DT Modulaire hanches, genoux, stabilisateurs latéraux avec housse intégrale en PROMUST CIC.
- Disponible en longueur 41 ou 45 cm.

Longueur 41 cm.

Réf: ASKVDT41ACIC

129,58 €

WINNICARE
France



6 Cale de plicature Positioning

Invacare®

- Pour une décharge au niveau du talon, des ischiens et du sacrum dans le cadre de la prévention des escarres.
- Limite les effets de glissement vers le pied du lit et les effets de friction et de cisaillement.
- Dim. : 85 x 57 x 11 cm.
- Poids : 1,5 kg.

Réf: INVOSW100BALT

173,79 €



7 Cale talon Positioning

Invacare®

- Prévention des escarres talonnières et coudes.
- Immersion dans le gel des zones à risque des talons et des coudes.
- Favorise le retour veineux car légère inclinaison du coussin.

A) Cale simple.

Réf: INVHP50

B) Cale double.

Réf: INVHP100

129,58 € (l'unité)

